



Number: 195-CZE

Revision: 00

Na trh přichází Entran

Bezdrátový Endo násadec



Partnerinfo

Prosinec 2007



Na trh přichází Entran
Bezdrátový Endo násadec

Výrobek

Uvažujte o Endo násadci, nabízíme Vám plný výkon s bezdrátovým připojením.

Endo násadcem Entran prezentuje společnost W&H své pojetí bezdrátového násadce pro preparaci kořenových kanálků a to bez ohledu na to, zda je upřednostňována technika crown-down nebo single-length. Entran vždy poskytuje jemnou, bezpečnou a spolehlivou práci.

Pro preparaci kořenových kanálků je k dispozici řada funkcí, např. 5 přednastavených stupňů krouticího momentu pro NiTi kořenové nástroje. Přednastavený krouticí moment není překračován. Při jeho dosažení, změní Entran směr otáček, dokud není nástroj znovu uvolněn.

O stabilní rychlost 300 ot./min se postará odolná dobíjecí Li-ion baterie. Na jedno nabití baterie je možné provést až 30 ošetření. Úzké tělo násadce, malá hlavička a na omak příjemný protiskuzný povrch zajišťuje pohodlnou práci. Entran sedí perfektně ve Vaší ruce.

Výhody

- > Bezdrátová Endo jednotka pro NiTi kořenové nástroje
- > 5 přednastavených stupňů krouticího momentu (0.5 / 1 / 1.5 / 2.5 / 4 Ncm)
- > Světelná signalizace (s krouticím momentem 75%)
- > Funkce auto-revers (když je dosažen přednastavený krouticí moment)
- > 300 ot./min na kořenovém nástroji
- > Jednoduché použití
- > Dobíjecí baterie Li-Ion 3,7 V



Partnerinfo

Prosinec 2007

Na trh přichází Entran
Bezdrátový Endo násadec

Obsah balení



> Kolenková hlavička



> Jednotka násadce



> Dobíjecí stanice

- > Dobíjecí baterie Li-Ion 3,7 V
 - > Hlavní kabel
 - > Přehled kořenových nástrojů
-

Partnerinfo

Prosinec 2007



Na trh přichází Entran
Bezdrátový Endo násadec

Ošetřování

- > Kolénková hlavička: sterilizovatelná, termodesinfikovatelná
- > Jednotka násadce, dobíjecí stanice mohou být desinfikovány otřením

Balení

Tmavě šedá krabice s bílým popisem

Šířka/hloubka/délka: 285 mm x 220 mm x 115 mm

Záruka

- > 24 měsíců na jednotku násadce, kolénkovou hlavičku a dobíjecí stanici
- > 12 měsíců na dobíjecí baterii Li-Ion 3,7 V

Příslušenství

- > Adaptér do Assistiny
- > Držák násadce

Servis

W&H servisní místa jsou vyškolená pro servis přístroje Entran.



Partnerinfo

Prosinec 2007

Entran vypuštěn na trh
Bezdrátový Endo násadec

Prodej

Typ	Obj. číslo	Obsah balení	Doporučená prodejní cena (vč. 9% DPH)	Dostupné od týdne
EB	12923000	Entran Endo bezdrátový set (obsahuje: kolénkovou hlavičku, jednotku násadce, dobíjecí stanici, dobíjecí baterii Li-Ion 3,7 V, hlavní kabel, přehled kořenových nástrojů)	35.900,00	9
EB-16	12321601	Kolénková hlavička	9.460,00	9
EB-3H	12820300	Jednotka násadce	20.175,00	9
	05338300	Dobíjecí stanice	10.990,00	9
	05451300	Dobíjecí baterie Li-Ion 3,7 V	1.255,00	9
	05882600	Držák násadce	780,00	9
	05204600	Adaptér pro Assistinu	3.590,00	9
	05464400	Hlavní kabel	167,00	9



Partnerinfo

Prosinec 2007

Entran vypuštěn na trh
Bezdrátový Endo násadec

Propagace


Brožura



Brožura

Formát: 210 x 210,
Délka: 8 stránek
Obj. č. : 20308 (anglicky)

Inzerát



Inzerát

Standardní velikost



Partnerinfo

Prosinec 2007

Entran vypuštěn na trh
Bezdrátový Endo násadec








Přehled kořenových nástrojů (Sendoline, další přehledy jsou ve vývoji a budou dostupné od začátku dodávání)



Přední část

Velikost: 55 x 105 mm
je obsahem balení

Sendoline[®]
NITI-TEE[®]

		Ncm
		
NITI-TEE.12/30		4,0
NITI-TEE.08/30		2,5
NITI-TEE.06/30		1,5
NITI-TEE.04/30		1,0
NITI-TEE.04/25		0,5
NITI-TEE.04/20		0,5

wh.com

Zadní část