

Kodak 8000C

Digitální panoramatický a kefalometrický systém

Jasně snímky během okamžiku

Výkonný svou jednoduchostí a překvapivě dostupný, systém Kodak 8000C poskytuje velmi kvalitní a optimálně exponované snímky během okamžiku. Nyní můžete stanovit diagnózu rychle a přesně, zorganizovat si lépe práci a tím zlepšit komunikaci s pacienty a kolegy.

Kefalometrický snímek jedinou expozicí

Kodak 8000C je první digitální kefalometrický systém s přímou digitalizací, který pořídí kefalometrický snímek jedinou expozicí. Systémy s přímou digitalizací dosud skenovali hlavu pacienta během 8 – 18 sekund. Technologie Kodak „One shot“, který pořídí snímek asi za vteřinu snižuje nebezpečí rozhýbání snímku a zvyšuje pohodlí pacienta.

Navržen pro snadnou obsluhu

Systém Kodak 8000C programujete a ovládáte prostřednictvím přehledného panelu na monitoru vašeho počítače. Výběr pacienta, projekce a nastavení parametrů snímku provedete velmi snadno v několika následných krocích.

Úplné řešení digitálního zobrazení.

Systém Kodak 8000C nabízí úplný rozsah možností panoramatického a kefalometrického zobrazení a digitální řešení usnadňuje použití a zvyšuje efektivnost vaší praxe. Kromě širokého spektra možností kefalometrických snímků můžete pořizovat snímky čelistních kloubů, panoramatické snímky, částečné /segment/ panoramatické snímky a snímky maxilárních dutin.



Hlavní rysy systému Kodak 8000C:

- Okamžité kefalometrické snímky jednou krátkou expozicí
- Pohodlné a snadné polohování pacienta
- Jednoduchý a intuitivní program pro zpracování snímku
- Servis a technická podpora na světové úrovni



Chytrá inovace vaší praxe

Výkonné zpracování – jednoduše

Dentální zobrazovací program Kodak umožňuje snadné vyhodnocení pomocí množství výkonných nástrojů. Plný rozsah nástrojů – od jasu a kontrastu až po zvětšení přes celou obrazovku monitoru – vám pomůže získat maximum informací z rtg snímku.

Efektivní spojení

Digitální rtg snímky získané systémem Kodak 8000C můžete integrovat do vašeho programu pro zubní ordinaci, programu pro kefalometrická měření, plánování léčby a modelování tvarů měkkých tkání. Umožňuje vám sdílet snímky s vašimi spolupracovníky, kolegy a dalšími třetími stranami, šetří čas a zlepšuje efektivitu práce.

Podpora, se kterou můžete počítat

Kodak už více než 100 let určuje standardy zobrazování na film a systém Kodak 8000C rozšiřuje tyto závazky kvality a služeb i na digitální extraorální snímkování. Distributoři vyškolení ve společnosti Kodak zajišťují odborníky kvalifikované ve všech aspektech digitálního zobrazování, kteří pomohou vašim kolegům snáze přejít k digitální radiografii a maximálně tím zefektivnit vaši investici.

Naši vyškolení distributoři a tým specialistů jsou připraveni:

- Poskytnout konzultace, které potřebujete pro snímkování
- Poradit s instalací digitálního panoramatického a kefalometrického systému Kodak 8000C.
- Vyškolit vás a vaše zaměstnance, aby jste měli vysoce kvalitní snímky od prvního dne.
- Zodpovědět vaše otázky a zajistit vám kvalitní trvalý servis a podporu.



TECHNICKÉ SPECIFIKACE

Polohování pacienta:

Sestává z opěrek uší, po stupních nastavitelné opěrky nosu a laserového paprsku Frankfurt roviny

Expoziční doba při kefalometrickém módu

0,1 až 3,2 sekundy

Zvětšení:

X 1,15

Stupně šedi:

4.096 – 12 bitů

Instalace:

Jsou možné různé instalační konfigurace

